

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA - 300 KG - 2 BARRES + PORTE AFFICHEUR - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMWA03_CIII

KERN



CE
0297



PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA - 300 KG - 2 BARRES + PORTE AFFICHEUR - CLASSE III MÉDICALE



Réf. **EKMWA03_CIII**

Plateforme de pesée pour fauteuil roulant avec 2 barrières (1 rabattable) et porte afficheur homologués

- Avec 2 barrières (1 rabattable et porte afficheur et 1 fixe)
- Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients forts, en surpoids
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Grand écran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Sans roulettes
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions afficheur :
L×P×H 200×128×55 mm
- Dimensions totales, sans barre de retenue :
L×P×H 1180×1000×1130 mm
- Longueur de câble afficheur env. 180 cm
- Poids net env. 76 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage) Classe de précision de mesure : Classe III

Marquage : CE0297 Code barres : 3661040173665

Garantie (mois) : 36 Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 100,0 Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 118,0 Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 113,0 Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 57,600 Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWA03_CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA - 300
KG - 2 BARRES + PORTE AFFICHEUR -
CLASSE III MÉDICALE**



Réf. EKMWA03_CIII

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKCERTI06	Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale)	1
EKMWA05	Barre Latérale Non-Rabatable pour Balance Kern MWA	1
EKTRANSPORT02	Frais de livraison Gros matériel	1
EKMWA_1PM	Plateforme de pesée Kern MWA 300K-1PM Barre rabat. Porte afficheur	1