

BARRE LATÉRALE RABATABLE ET PORTE AFFICHEUR

KERN

Réf. EKMWA04



BARRE LATÉRALE RABATABLE ET PORTE AFFICHEUR



Réf. **EKMWA04**

Barre de retenue ergonomique KERN MWA-A01 (avec un pied pour le montage ergonomique de l'appareil d'analyse), qui offre au patient une sécurité maximale pour monter sur la plate-forme de pesée

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040173672
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	40,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	56,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	101,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	4,000	Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	
Température maxi :		(N/A)	
Humidité mini :		(N/A)	
Humidité maxi :		(N/A)	



30/03/2022 23:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWA04