

BARRE LATÉRALE NON-RABATABLE

KERN

Réf. EKMWA05



BARRE LATÉRALE NON-RABATABLE



Réf. **EKMWA05**

Barre latérale non-rabatable

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3661040173689	
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	56,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	40,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	82,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	4,000	Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWA05

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.