

## PLATEFORME DE PESÉE XXL POUR CHARIOT BRANCARD KERN MWS-L (300 KGS)

Réf. EKMWS07

**KERN**

GARANTIE  
**3**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEED

CE  
0297

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE  
**I<sub>m</sub>**



# PLATEFORME DE PESÉE XXL POUR CHARIOT BRANCARD KERN MWS-L (300 KGS)



Réf. EKMWS07

## Balance extra-longue et surbaissée pour un accès aisé des brancards

- Grâce à ses grandes dimensions et à sa large plage de pesée, convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante ou sur brancard, ainsi que les patients obèses
- Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l'usure
  - Plateforme surbaissée et rampes d'accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé
  - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  - Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
  - Fonction Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée
  - Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
  - 2 roulettes et 2 poignées permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement réduit
  - Appareil d'analyse avec 2 aimants à l'arrière, idéal pour le transport ou la fixation sur des surfaces métalliques
  - Le grand écran LCD peut être fixé au mur grâce au support livré de base, ou en option, posé sur la Colonne EKMWS02 (H. +/- 95 cm)
  - Portée : 300 kg
  - Lecture : 0.100 kg
  - Alimentation : bloc secteur fourni ou piles (6 x 1.5 V AA) non fournies, autonomie d'environ 50 h
  - Dimensions : 1500 x ,860 x 68 mm (L x P x H)
  - Poids : 40 kg
  - Homologable en classe III ; Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

NB : Pour une version de ce produit homologué classe III médicale : référence EKMWS07\_CIIII

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0297	Code barres :	3661040173733
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	86,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	150,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	6,8	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	40,000	Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:32 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMWS07

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.