

## IMPRIMANTE MATRICIELLE POUR BALANCE KERN MWA

Réf. EKMWA06

**KERN**



## IMPRIMANTE MATRICIELLE POUR BALANCE KERN MWA



Réf. **EKMWA06**

- Pour imprimer les valeurs de pesée sur papier normal, parfait en conséquence pour un archivage à long terme
- Impression à aiguilles
- Bandes de papier: 44 mm
- Dimensions boîtier LxPxH 106x158x40 mm

Conseil : achetez la balance et l'imprimante ensemble

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3661040173696	
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,6	Largeur conditionnement (cm) :	22,7
Longueur unitaire (cm) :	15,8	Longueur conditionnement (cm) :	23,6
Hauteur unitaire (cm) :	4,0	Hauteur conditionnement (cm) :	13,0
Poids unitaire (kg) :	0,480	Poids conditionnement (kg) :	1,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:34 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMWA06