

IMPRIMANTE THERMIQUE POUR BALANCES KERN INTERFERENCE DE DONNÉES RS232

Réf. EKMWA07

KERN



IMPRIMANTE THERMIQUE POUR BALANCES KERN INTERFERENCE DE DONNÉES RS232



Réf. **EKMWA07**

- Impression de la date et de l'heure
 - Impression thermique
 - Bandes de papier: Largeur 112 mm
 - Dimensions boîtier L×P×H 165×140×50 mm
- Conseil : achetez la balance et l'imprimante ensemble

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040173702
Garantie (mois) :		Code douanier :	
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	30,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	8,5
Poids unitaire (kg) :	0,350	Poids conditionnement (kg) :	1,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWA07

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.