

## SONDES D'ASPIRATION CH 20 CA-MI (LOT DE 10 PCS)

Réf. BCASPI200

CA-MI



# SONDES D'ASPIRATION CH 20 CA-MI (LOT DE 10 PCS)

Réf. **BCASPI200**

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique pour aspirateurs de mucosité CA-MI  
 Sondes destinées à être utilisées avec les aspirateurs à mucosités électriques CA-MI :  
 Aspiret / Askir 20 / Askir 30 / Askir C30 / Askir 36 BR / New Askir 36 BR Li-ON / New Askir 230/12v BR / New Aspiret  
 Sondes à Usage Unique  
 Boîte de 10 pièces.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

| CARACTERISTIQUES                     |               |                                 |       |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Dispositif médical :                 | Non           |                                 |       |
| Marquage :                           | Code barres : | 3661040162072                   |       |
| Garantie (mois) :                    | 12            | Code douanier :                 |       |
| Stérile :                            | Non           |                                 |       |
| MESURES                              | Unité nue     | Unité emballée                  |       |
| Largeur unitaire (cm) :              |               | Largeur conditionnement (cm) :  |       |
| Longueur unitaire (cm) :             |               | Longueur conditionnement (cm) : |       |
| Hauteur unitaire (cm) :              |               | Hauteur conditionnement (cm) :  |       |
| Poids unitaire (kg) :                | 0,200         | Poids conditionnement (kg) :    | 0,200 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |               |                                 |       |
| Température mini :                   | -20           | Température maxi :              | 45    |
| Humidité mini :                      | 1             | Humidité maxi :                 | 85    |



30/03/2022 23:12 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI200