

BATTERIE LITHIUM POUR ASKIR 118, 118 BASIC ASKIR 36 LI-ION



Réf. BCASPI167

BATTERIE LITHIUM POUR ASKIR 118, 118 BASIC ASKIR 36 LI-ION

CA-MI

Réf. **BCASPI167**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040163611

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI167

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.