

## SUPPORT MURAL AMBULANCE POUR ASKIR 118VM

Réf. BCASPI169

CA-MI



CE  
0123



# SUPPORT MURAL AMBULANCE POUR ASKIR 118VM



Réf. **BCASPI169**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040169118

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 20,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 25,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 16,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,802

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI169

2/2

**HOLTEX**

30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence - France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

Contact :

**+33(0)4 42 90 31 31 - [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)**