

**EMBOUT/SONDE Ø 8-9-10 MM POUR  
ASPIRATEURS ASPIRET,  
ASKIR12-20-30-230/12BVR, 36BR & EMIVAC**

Réf. BCASPI168

CA-MI



## EMBOUT/SONDE Ø 8-9-10 MM POUR ASPIRATEURS ASPIRET, ASKIR12-20-30-230/12BVR, 36BR & EMIVAC



Réf. BCASPI168

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040160832

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 9,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,100

Poids conditionnement (kg) : 0,010

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



15/11/2022 12:44 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI168