

STATION DE CHARGEMENT POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Réf. DWPRO6K07



STATION DE CHARGEMENT POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

Réf. DWPRO6K07

Passez du mode Piles Alcalines à la Batterie Rechargeable

- Permet de recharger automatiquement le thermomètre grâce à une batterie rechargeable.
- Offre un espace de stockage pour 200 protections de sonde
- Possède une fonction de sécurité électronique – à configurer : si le thermomètre n'est pas replacé sur la station de chargement dans le délai imparti sélectionné, la fonction de sécurité le verrouille
- Peut être fixée en support mural
- Livrée avec une batterie rechargeable

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	00732094325324
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	850410
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	25,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	9,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,700
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:56 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DWPRO6K07

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.