

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 60 APPLICATIONS 2 MM

Réf. DUCRYO02



CE
0344



CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 60 APPLICATIONS 2 MM



Réf. DUCRY002

Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes

- Agent cryothérapique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant :
 - Une bombe aérosol de 170 ml
 - Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
 - Un mode d'emploi
- La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0344	Code barres :	8717484005811
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90189084
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	7,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	14,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	14,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,300
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	25
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DUCRY002

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.