

## CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM

Réf. DUCRYO03



CE  
0344



# CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Réf. **DUCRYO03**

**Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes**

- Agent cryothérapeutique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant :
  - Une bombe aérosol de 170 ml
  - Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
  - Un mode d'emploi
- La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0344

Code barres : 8717484005835

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 7,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 14,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 14,5

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,300

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :

Température maxi : 25

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 00:00 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DUCRYO03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.