

## PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD-EM - 250 KG - GRAD 200 G - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMPD\_M01\_CIII

**KERN**



CE  
0297



# PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD-EM - 250 KG - GRAD 200 G - CLASSE III MÉDICALE



Réf. **EKMPD\_M01\_CIII**

## Pèse-personne EKMPD\_M01 homologué en classe III médicale

Identique au pèse-personne MPD sans adaptateur secteur et sans rétroéclairage.

Affichage plus rapide grâce à la résolution réduite.

- Idéal dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Grand écran LCD, sans rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,02 kg
- Fonctionnement uniquement sur piles (6 x 1,5V AA fournies)
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plateau :  
LxPxH 365x360x80 mm
- Dimensions afficheur :  
LxPxH 200x130x60 mm
- Dimensions balance :  
LxPxH 365x490x120 mm
- Poids net env. 10 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure :	Classe III
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661040187402
Garantie (mois) :	24		Code douanier :	
Stérile :	Non			

### MESURES

	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	49,0	Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :	36,5	Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :	12,0	Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	10,000	Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 00:05 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMPD\_M01\_CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD-EM - 250 KG - GRAD 200 G - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPD\_M01\_CIII

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKCERTI06	Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale)	1
EKMPD_M01	Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g	1