

## BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 46X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER

Réf. 554071



# BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 46X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Réf. 554071

Ce brassard du garrot DTS 3000 est complètement autoclavable et est composé d'un revêtement en tissu spécial et d'un velcro adapté, d'une vessie interne en silicone et de tuyaux en silicone pouvant être entièrement stérilisés dans une machine à autoclave automatique.

Des brassards dotés de la technologie zéro pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi le risques de complications.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	28809315676564
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9018 90 2090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	46,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:50 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 554071

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.