

## CABLE D'EXTENSION DE 2M POUR CAPTEUR IOP DE GARROT DTS 3000 SPENGLER



Réf. 554111



# CABLE D'EXTENSION DE 2M POUR CAPTEUR IOP DE GARROT DTS 3000 SPENGLER



Réf. **554111**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	28809315676540
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9018 90 2090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	2,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:50 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 554111

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.