

## SOCLE À ROULETTE POUR GARROT DTS-3000

Réf. 554115



# SOCLE À ROULETTE POUR GARROT DTS-3000



Réf. **554115**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	18809315676182
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9018 90 2090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	56,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	56,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	23,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	11,600
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:51 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 554115