

BLÉPHAROSTAT BARRAQUER-COLIBRI, 5 MM

Réf. IB10405



BLÉPHAROSTAT BARRAQUER-COLIBRI, 5 MM

Réf. **IB10405**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040008493

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,9

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 7,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,004

Poids conditionnement (kg) : 0,004

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB10405