

## KIT OREILLETTE POUR TÉLÉPHONE MOBILE 334/338/342/345/410/610/612/680/682

Réf. HDACCE15



# KIT OREILLETTE POUR TÉLÉPHONE MOBILE 334/338/342/345/410/610/612/680/682



Réf. HDACCE15

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	7322460051754
Garantie (mois) :		Code douanier :	8518309590
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,9	Largeur conditionnement (cm) :	7,9
Longueur unitaire (cm) :	16,5	Longueur conditionnement (cm) :	16,5
Hauteur unitaire (cm) :	3,7	Hauteur conditionnement (cm) :	3,7
Poids unitaire (kg) :	0,031	Poids conditionnement (kg) :	0,031
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	60
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/11/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. HDACCE15

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.