

## BOÎTE DE CHIRURGIE D'URGENCE

Réf. IBOI007



# BOÎTE DE CHIRURGIE D'URGENCE



Réf. IBOI007

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081212

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,900

Poids conditionnement (kg) : 0,900

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI007

## BOÎTE DE CHIRURGIE D'URGENCE



Réf. IBOI007

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA06420	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, droite	1
IC07414	Ciseaux Mayo, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IC11414	Ciseaux Mousses, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
ID04401	Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm, lame concave de 50 mm -IS	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm	1
IP02014	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP08313	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G -IS, Holtex	1
IP21414	Pince Péan Murphy, 14 cm -IS, Holtex	2
IP26014	Pince Dissection, A/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP26214	Pince Dissection, S/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP30414	Porte-aiguille Doyen, 14 cm	1
IS02414	Sonde Cannelée, 14 cm -IS	1
IS08414	Stylet Olivaire, 14 cm, simple -IS	1