

BURIN STILLE, 20 CM X 20 MM

Réf. IB03320



BURIN STILLE, 20 CM X 20 MM



Réf. IB03320

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040008165

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,2

Largeur conditionnement (cm) : 2,2

Longueur unitaire (cm) : 21,2

Longueur conditionnement (cm) : 21,2

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,183

Poids conditionnement (kg) : 0,183

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB03320

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.