

HYSTÉROMÈTRE SIMS, MALLÉABLE, 33 CM

Réf. IB08601



HYSTÉROMÈTRE SIMS, MALLÉABLE, 33 CM



Réf. IB08601

Diamètre 3.8mm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040008387
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	33,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,2	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,056	Poids conditionnement (kg) :	0,056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



20/05/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB08601

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.