

BISTOURI DE SIMS, 22CM, COUDÉ À GAUCHE

Réf. IB60412



BISTOURI DE SIMS, 22CM, COUDÉ À GAUCHE



Réf. IB60412

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040008578

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,029

Poids conditionnement (kg) : 0,029

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB60412

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.