

BLÉPHAROSTAT PLEY, 7 CM

Réf. IB10107



BLÉPHAROSTAT PLEY, 7 CM



Réf. **IB10107**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040008417
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,9	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	7,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,017	Poids conditionnement (kg) :	0,017
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



22/08/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB10107