

GUÉRIDON PLASTIQUE 80 X 48 X 95 CM, 2 PLATEAUX, AVEC POIGNÉES

Réf. OM614501



GUÉRIDON PLASTIQUE 80 X 48 X 95 CM, 2 PLATEAUX, AVEC POIGNÉES

Réf. **OM614501**

Guéridon léger, maniable et très robuste

La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort maximal lors des déplacements.

- Dimensions extérieures : 80 x 48 x H 95 cm, poignées comprises
- Dimensions des plateaux : 61,5 x 45 cm
- Charge maximale : 180 kg par chariot et 60 kg par niveau
- Coloris : Gris clair
- Matériaux : Montant aluminium, plateau en PP
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm dont 2 à frein
- Poids : 8.5 kg

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3760206421227

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 8716800000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 48,0

Largeur conditionnement (cm) : 71,0

Longueur unitaire (cm) : 80,0

Longueur conditionnement (cm) : 52,0

Hauteur unitaire (cm) : 95,0

Hauteur conditionnement (cm) : 19,0

Poids unitaire (kg) : 8,500

Poids conditionnement (kg) : 9,806

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : 5

Température maxi : 35

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 00:25 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OM614501

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.