

## GUÉRIDON PLASTIQUE 48,5 X 36,5 X 77 CM, 3 PLATEAUX, SANS POIGNÉE

Réf. OM483602



# GUÉRIDON PLASTIQUE 48,5 X 36,5 X 77 CM, 3 PLATEAUX, SANS POIGNÉE

Réf. **OM483602**

**Guéridon léger, maniable et très robuste**

La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort maximal lors des déplacements.

- Dimensions extérieures : 48,5 x 36,5 x 77 cm, poignées comprises
- Dimensions des plateaux : 48,5 x 36,5 cm
- Charge maximale : 100 kg par chariot et 60 kg par niveau
- Coloris : Gris clair
- Matériaux : Montant aluminium, plateau en PP
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm dont 2 à frein
- Poids : 4 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3760206421302
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	8716800000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	36,5	Largeur conditionnement (cm) :	41,0
Longueur unitaire (cm) :	48,5	Longueur conditionnement (cm) :	54,0
Hauteur unitaire (cm) :	77,0	Hauteur conditionnement (cm) :	19,0
Poids unitaire (kg) :	4,000	Poids conditionnement (kg) :	7,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	5	Température maxi :	35
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 00:25 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. OM483602

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.