

DIVAN ÉLECTRIQUE ROYE NOIR-RÉGLISSE, 2 PLANS, 4700/0, 67 CM

Réf. OV002_N



DIVAN ÉLECTRIQUE ROYE NOIR-RÉGLISSE, 2 PLANS, 4700/0, 67 CM



Réf. **OV002_N**

Table électrique de 490 à 960 mm

- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piètement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Porte rouleau.
- Commande au pied.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
- Moteur classe 2.

Dimensions :

- H. tout: L. 2000 x l. 670 x H. 490/960 mm.
- Dossier: L. 600 x l. 670 mm.
- Assise: L. 1350 x l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie 3 ans : pièces mécaniques et moteur
- Garantie 1 an : revêtement

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : Code barres : 3661040203201

Garantie (mois) : 36 Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 67,0 Largeur conditionnement (cm) : 91,0

Longueur unitaire (cm) : 200,0 Longueur conditionnement (cm) : 205,0

Hauteur unitaire (cm) : 49,0 Hauteur conditionnement (cm) : 61,0

Poids unitaire (kg) : 80,000 Poids conditionnement (kg) : 87,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 00:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OV002_N