

SAC CYLINDRIQUE ELITE BAGS MINITUBE'S - 1-3L



Réf. METUBE3L_R

















SAC CYLINDRIQUE ELITE BAGS MINITUBE'S - 1-3L



Réf. METUBE3L_R

- Sac cylindrique pour l'oxygénothérapie
- Vendu vide
- Pour bouteille d'oxygène de 1 à 3 litres
- Mesures : 46 x 20 x 15 Ø cm ; poids 0,72 Kg
- Capacité: 10 L
- Matériau : 1000D Polyester. Lavable.

CARACTERISTIQUES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Dispositif médical :	Non		
Marquage :		Code barres : 3661040202921	
Garantie (mois):	24	Code douanier : 42029270	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm)	: 15,0	Largeur conditionnement (cm): 20,0	
Longueur unitaire (cm	0): 46,0	Longueur conditionnement (cm): 46,0	
Hauteur unitaire (cm)	: 20,0	Hauteur conditionnement (cm): 15,0	
Poids unitaire (kg):	0,720	Poids conditionnement (kg): 0,720	
CONDITIONS DE STO	OCKAGE SPÉCIFIQUES :		
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)	
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)	

 $12/04/2022\ 21:10\ -\ Cet\ article\ est\ consultable\ sur\ notre\ site\ web: www.gsh-med.fr\ avec\ la\ R\'ef.\ METUBE3L_R$