

LAMPE D'EXAMEN NOIRE HOLTEX LED 3W



Réf. OSLAMP01



LAMPE D'EXAMEN NOIRE HOLTEX LED 3W



Réf. OSLAMP01

Lampe d'examen médicale traditionnelle et la plus populaire, avec poignée sur le porte-lampe, intégrée à l'interrupteur.

- Poids léger, mouvement facile, mise au point sur n'importe quel angle par bras flexible, fonctionnement pratique.
- Technologie LED sans infrarouge : elle réduit la sensation de chaleur pour le patient et le médecin. Les tissus ne se dessèchent pas aussi rapidement pendant l'intervention sous un rayonnement lumineux très faible.
- Positionnement et longue portée : le bras articulé assure la facilité de déplacement et de positionnement de la lumière et évite ainsi les angles morts.
- Variabilité de l'éclairage : le variateur situé sur le boîtier de contrôle permet de réduire ou accentuer la puissance d'éclairage.
- Economie d'énergie : la durée de vie d'une source LED est 40 fois supérieure à celle d'une ampoule halogène. Faible consommation d'énergie : 1/3 moins que le système conventionnel halogène.
- Champ d'application : examen de près, au-dessus du lit, soins intensifs, salles de réveil, dermatologie, soins aux personnes âgées, gynécologie, ophtalmologie, ORL, petite chirurgie... etc.

- Source de lumière : 3W LED
- Intensité d'éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
- Diamètre du champ lumineux : D 30 cm = 5 cm
- Température de couleur : 5000-6000K
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80%
- Hausse de la température : 0°
- Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 40 000 heures, la plus longue : 50 000
- Tension : 100V-260V 50/60Hz
- Bras souple flexible : longueur col de cygne : 76 cm, pas d'angle mort
- Tige fixe = 71 cm
- Fonction de contrôle : contrôle de la luminosité par gradateur
- Diamètre tête de lampe : 75 mm
- Longueur tête de lampe : 110 mm
- Tête de lampe : tête de lampe simple avec poignée de mise en marche/arrêt
- Cordon d'alimentation : longueur 2,5 m
- Pieds à roulettes en métal (3,35 kg)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040212814

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94054090000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 12,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 33,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 111,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 7,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/08/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OSLAMP01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.