

LAMPE D'EXAMEN BLANCHE HOLTEX LED 3W



Réf. OSLAMP02



LAMPE D'EXAMEN BLANCHE HOLTEX LED 3W



Réf. OSLAMP02

Lampe d'examen médicale traditionnelle et la plus populaire, avec poignée sur le porte-lampe, intégrée à l'interrupteur.

- Poids léger, mouvement facile, mise au point sur n'importe quel angle par bras flexible, fonctionnement pratique. Le bras articulé assure la facilité de déplacement et de positionnement de la lumière et empêche toute dérive. AUCUN examen à angle mort et aucune portée longue n'est présentée. Notre lampe fournit un éclairage "lumière du jour" pour un rendu plus fidèle des couleurs des tissus et un diagnostic et un traitement plus faciles.
- Technologie LED sans IR (Infrarouge) : elle réduit la sensation de chaleur pour le patient et le médecin. Les tissus ne se dessèchent pas aussi rapidement pendant l'intervention sous un rayonnement lumineux très faible.
- Positionnement et longue portée : Le bras articulé assure la facilité de déplacement et de positionnement de la lumière et évite ainsi les angles morts.
 - Variabilité de l'éclairage : Le variateur situé sur le boîtier de contrôle permet de réduire ou accentuer la puissance d'éclairage.
 - Economie d'Énergie : La durée de vie d'une source LED est 40 fois supérieure à celle d'une ampoule halogène. Faible consommation d'énergie : 1/3 moins que le système conventionnel halogène.
 - Champ d'Application : Examen de près, au-dessus du lit, soins intensifs, salles de réveil, dermatologie, soins aux personnes âgées, gynécologie, ophtalmologie, ORL, petite chirurgie... etc.
 - Source de lumière : 3W LED
 - Intensité d'éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
 - Diamètre du champ lumineux : D 30 cm = 5 cm
 - Température de couleur : 5000-6000K
 - Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80%
 - Hausse de la température : 0°
 - Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 40 000 heures, la plus longue : 50 000
 - Tension : 100V-260V 50/60Hz
 - Bras souple flexible : longueur col de cygne : 76 cm, pas d'angle mort
 - Tige fixe = 71 cm
 - Fonction de contrôle : contrôle de la luminosité par gradateur
 - Diamètre tête de lampe : 75 mm
 - Longueur tête de lampe : 110 mm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040212821

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94054090000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 12,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 33,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 111,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 7,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OSLAMP02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.