

## KIT CABINET HOLTEX DIVAN INOX+TABOURET+MARCHEPIED 1 MARCHE, LAVANDE

Réf. OCABREV3\_L



# KIT CABINET HOLTEX DIVAN INOX+TABOURET+MARCHEPIED 1 MARCHE, LAVANDE



Réf. **OCABREV3\_L**

## Cabinet COMPLET LAVANDE - marchepied 1 marche

\* 1 divan INOX (OSA003\_L)

- Avec système de démontage rapide et tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance
- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m<sup>3</sup>), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds
- charge maximum : 150 kg

\* 1 tabouret (OS007\_L)

- Assise ø : 43cm, ép. : 6,5 cm, rembourrée en mousse très haute densité (30kg/m<sup>3</sup>) avec platine acier vissée.
- Piètement en plastique noir à 5 branches ø : 58 cm, très stable avec roulettes pivotante à clipser
- Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz
- Variation de la hauteur de 53 à 70 cm
- Charge maximum : 150 kg

\* 1 marchepied 1 marche (OS0051)

- Structure en tube d'acier inoxydable
- Marche recouverte de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040217725

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9402900000

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 45,100

Poids conditionnement (kg) : 45,600

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



27/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. OCABREV3\_L

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## KIT CABINET HOLTEX DIVAN INOX+TABOURET+MARCHEPIED 1 MARCHE, LAVANDE



Réf. OCABREV3\_L

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
OS007_L	Tabouret Réglable 5 Roulettes Pieds Nylon-BLEU LAVANDE (assise 3.5cm)	1
OSA003_L	Divan d'Examen Holtex, INOX - Système de montage rapide -BLEU LAVANDE	1
OS0051	Marchepied INOX - 1 Marche- Holtex	1