

GILET RÉFLÉCHISSANT ELITE BAGS L/XL - E-VEST'S

 ELITE BAGS

Réf. SEGILE02

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



GILET RÉFLÉCHISSANT ELITE BAGS L/XL - E-VEST'S



Réf. **SEGILE02**

Développé pour une utilisation dans les interventions sanitaires, les incendies, la libération de véhicules, le sauvetage et l'identification des contrôles opérationnels.

- Bandes réfléchissantes périphériques pour identifier rapidement la silhouette du secouriste.
 - Systèmes MOLLE avant, arrière et latéraux pour accrocher divers matériaux.
 - Poche arrière intérieure pour le placement du sac d'hydratation avec trou pour l'extraction du tuyau.
 - Deux poches extérieures avant pour le matériel d'intervention et les ciseaux à vêtements.
 - Deux poches frontales internes de grande capacité pour plans, documents ou matériel d'intervention.
 - Poignée arrière qui facilite l'extraction du personnel blessé.
 - Double système d'identification au dos grâce à des patches velcro.
 - Fabriqué en maille respirante pour neutraliser la température extérieure.
 - Systèmes de réglage des épaules et du dos pour s'adapter à toutes les tailles.
 - Matériau : 1000D Polyester, Engrener
- Hauteur : 52-56 cm
 Diamètre : 100-150 cm
 Existe en taille S/M.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 59,0

Largeur conditionnement (cm) : 3,0

Longueur unitaire (cm) : 54,0

Longueur conditionnement (cm) : 59,0

Hauteur unitaire (cm) : 3,5

Hauteur conditionnement (cm) : 54,0

Poids unitaire (kg) : 0,970

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/06/2022 12:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SEGILE02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.