

SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE ÉLECTRIQUE GOLD +

Réf. ZSE405602



SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE ÉLECTRIQUE GOLD +



Réf. **ZSE405602**

Livrée avec:

- 1 lame de scie 50 mm résine
- 1 lame de scie 65 mm résine
- 2 clés

- Refroidissement de moteur par système de circulation d'air
- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation des lames de scies
- Interrupteur ergonomique
- Remplacement facile de la lame
- Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz.
- Puissance nominale 250 Watt
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min
- Poids 1,2 kg
- Catégorie de protection II
- Protection (IP) IP2X
- Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85 dB. À partir de 85 dB, il est conseillé de porter une protection auditive.
- Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 8600131047344

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 20,0

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) : 44,5

Longueur conditionnement (cm) : 44,5

Hauteur unitaire (cm) : 9,0

Hauteur conditionnement (cm) : 9,0

Poids unitaire (kg) : 2,100

Poids conditionnement (kg) : 2,380

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : 5

Température maxi : 40

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ZSE405602

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.