

BOÎTE INOX, 30 X 12 X 6 CM

Réf. AI30126



BOÎTE INOX, 30 X 12 X 6 CM



Réf. **AI30126**

Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3661040019598
Garantie (mois) :	12		Code douanier : 90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	12,0	Largeur conditionnement (cm) :	12,0
Longueur unitaire (cm) :	30,0	Longueur conditionnement (cm) :	30,0
Hauteur unitaire (cm) :	6,0	Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :	0,758	Poids conditionnement (kg) :	0,810
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI30126

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.