

BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM- PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Réf. AI35188P



 Holtex



BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM- PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Réf. AI35188P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040067872
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	18,0	Largeur conditionnement (cm) :	19,0
Longueur unitaire (cm) :	36,0	Longueur conditionnement (cm) :	38,0
Hauteur unitaire (cm) :	8,0	Hauteur conditionnement (cm) :	9,4
Poids unitaire (kg) :	1,142	Poids conditionnement (kg) :	1,142
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI35188P