

ALÈNE REDON ,DROITE, CHARRIÈRE 9, DIAM. 3 MM

Réf. IA08409



ALÈNE REDON ,DROITE, CHARRIÈRE 9, DIAM. 3 MM



Réf. **IA08409**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040006406

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 18,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,015

Poids conditionnement (kg) : 0,015

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



14/06/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA08409

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.