

ALÈNE REDON, DROITE, CHARRIÈRE 10, DIAM. 3.5 MM

Réf. IA08410



ALÈNE REDON, DROITE, CHARRIÈRE 10, DIAM. 3.5 MM

Réf. IA08410

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040006413
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	15,8	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,018	Poids conditionnement (kg) :	0,018
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA08410