

ALÈNE REDON ,DROITE, CHARRIÈRE 12 , DIAM. 4 MM

Réf. IA08412



ALÈNE REDON ,DROITE, CHARRIÈRE 12 , DIAM. 4 MM



Réf. IA08412

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040006420

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 11,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,022

Poids conditionnement (kg) : 0,022

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/11/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA08412

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.