

ALÈNE REDON, DROITE, CHARRIÈRE 15, DIAM. 5 MM

Réf. IA08415



ALÈNE REDON, DROITE, CHARRIÈRE 15, DIAM. 5 MM

Réf. **IA08415**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040006437

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,026

Poids conditionnement (kg) : 0,026

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/11/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA08415