

ALÈNE REDON, COURBE, CHARRIÈRE 10, DIAM. 3.5 MM

Réf. IA08510



ALÈNE REDON, COURBE, CHARRIÈRE 10, DIAM. 3.5 MM



Réf. **IA08510**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040006468

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 14,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,003

Poids conditionnement (kg) : 0,003

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA08510

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.