

ALÈNE REDON, COURBE, CHARRIÈRE 15, DIAM. 5 MM

Réf. IA08515



ALÈNE REDON, COURBE, CHARRIÈRE 15, DIAM. 5 MM



Réf. **IA08515**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040006482

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA08515

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.