

BÉNIQUÉ DE GUYON SANS FIL, SÉRIE N°6 À N°20, 15 PCS

Réf. IB02121



BÉNIQUÉ DE GUYON SANS FIL, SÉRIE N°6 À N°20, 15 PCS



Réf. **IB02121**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040039275
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	26,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,010	Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB02121