

CISEAUX DE REYNOLD 175MM

Réf. IC26517



CISEAUX DE REYNOLD 175MM



Réf. IC26517

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040039879
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,4	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	17,8	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,050	Poids conditionnement (kg) :	0,050
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC26517

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.