

CRANIOTOME DE DAHLGREN, 20 CM

Réf. IC35400



CRANIOTOME DE DAHLGREN, 20 CM



Réf. IC35400

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040083766

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 14,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,348

Poids conditionnement (kg) : 0,348

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC35400

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.