

## CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE

Réf. SBRAN13\_J



# CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE



Réf. SBRAN13\_J

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions (L x W x H) : 162 x 45 x 7 cm
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040094670

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 45,0

Largeur conditionnement (cm) : 47,0

Longueur unitaire (cm) : 162,0

Longueur conditionnement (cm) : 165,0

Hauteur unitaire (cm) : 7,0

Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) : 8,000

Poids conditionnement (kg) : 10,800

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:21 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SBRAN13\_J

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.