

## CHAISE PORTOIR EVACUATION/TRANSFERT, 159 KGS - 2 ROUES - ORANGE

Réf. SBRAN14\_O



# CHAISE PORTOIR EVACUATION/TRANSFERT, 159 KGS - 2 ROUES - ORANGE



Réf. **SBRAN14\_O**

**Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers**

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium
- 2 roues arrières fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
- A l'avant de la civière, deux bras escamotables
- Dimensions dépliée: H84 x P52 x L92 cm, pliée: H92 x P52 x L16 cm
- Poids : 9 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Assise souple, hauteur assise : 49 cm, largeur assise : 43cm
- Coloris unique : orange

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040094687

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 52,0

Largeur conditionnement (cm) : 56,0

Longueur unitaire (cm) : 84,0

Longueur conditionnement (cm) : 98,0

Hauteur unitaire (cm) : 92,0

Hauteur conditionnement (cm) : 16,0

Poids unitaire (kg) : 9,000

Poids conditionnement (kg) : 10,000

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:21 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SBRAN14\_O

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.