


SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ADULTE

Réf. SBRAN16



SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ADULTE



Réf. **SBRAN16**

- Pour l'immobilisation complète des adultes sur des plans durs

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3661040063744
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,4	Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :	39,6	Longueur conditionnement (cm) :	38,0
Hauteur unitaire (cm) :	4,2	Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :	0,900	Poids conditionnement (kg) :	0,300
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN16

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.