

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE SAVER ONE

Réf. SJSAVE08

Saver One®



GARANTIE
6
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0051

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE
IIb

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE SAVER ONE



Réf. SJSAVE08

Efficace et facile d'utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum

Version automatique

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineuses et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes, l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaque soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrivée des services de premières urgences.

En mode semi automatique, il recommandera à l'opérateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque soudain. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l'opérateur.

- Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, durée de vie 4 ans ou 300 chocs.
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal)
- Barre graphique précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB
- Mémoire interne 1 Gb et en option : Carte mémoire SD

Chaque défibrillateur est livré avec : 1 sacoche de transport étanche et anti choc, 1 paire d'électrode adulte pré-connecté durée de vie 30 mois), 1 kit de 1er secours(*), 1 jeu complet de signalétiques murales et 1 pile lithium

(* Contenu du kit de secours : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche, 1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux

A NOTER : La directive européenne 93/42/CEE est remplacée par le règlement européen 2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classifié en IIB, les DAE sont désormais classifiés en classe III. Les certificats délivrés avant le 25 mai 2017 conservent leur validité jusqu'à la fin de la période indiquée sur ces certificats, à savoir Février 2023 pour nos DAE Saver One.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0051

Code barres : 3661040115009

Garantie (mois) : 72

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,8

Largeur conditionnement (cm) : 25,5

Longueur unitaire (cm) : 31,2

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) : 4,7

Hauteur conditionnement (cm) : 16,0

Poids unitaire (kg) : 4,000

Poids conditionnement (kg) : 3,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJSAVE08