

ELECTRODE ADULTE PRÉ-CONNECTÉE, LA PAIRE

SaverOne®

Réf. SJACCE01



CE

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE
I



ELECTRODE ADULTE PRÉ-CONNECTÉE, LA PAIRE



Réf. **SJACCE01**

Pour les patients âgés d'au moins 8 ans ou d'un poids supérieur à 25 kg.
Longueur de câble : 1,20 m

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040055145
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90189085
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	18,0	Largeur conditionnement (cm) :	17,0
Longueur unitaire (cm) :	21,0	Longueur conditionnement (cm) :	20,0
Hauteur unitaire (cm) :	1,0	Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :	0,128	Poids conditionnement (kg) :	0,128
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJACCE01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.