

ELECTRODE PÉDIATRIQUE

SaverOne®

Réf. SJACCE03



CE

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I

ELECTRODE PÉDIATRIQUE



Réf. **SJACCE03**

Destinés aux enfants de moins de 8 ans faisant moins de 25 kg.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040055169
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	90189085
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	17,5	Largeur conditionnement (cm) :	17,0
Longueur unitaire (cm) :	25,5	Longueur conditionnement (cm) :	23,0
Hauteur unitaire (cm) :	5,0	Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :	0,120	Poids conditionnement (kg) :	0,120
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJACCE03